

Беспроводной пульт приема вызовов ibells APE8800

Пожалуйста, прежде, чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом действия, эксплуатацией и техническим обслуживанием беспроводного пульта приема вызовов ibells APE8800.

2. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Пульт приема 1 шт.
2. Кабель USB 1 шт.
3. Зарядное устройство 1 шт.
4. Руководство пользователя.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Беспроводной пульт приема вызовов ibells APE8800 предназначен для использования в медицинских учреждениях, устанавливается на стационарном рабочем месте медсестры. Пульт отображает сигналы, поступающие от кнопок в палатах пациентов, что позволяет медперсоналу оперативно реагировать на них.

4. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Беспроводной пульт приема вызовов ibells APE8800 позволяет располагать информацию о пациенте напротив каждого светового индикатора (60 индикаторов). При вызове кармашки подсвечиваются. Рассчитан на одновременное отображение 60 вызовов. Есть возможность подключения к ПК. Пульт работает только с оборудованием из системы вызова персонала iBells.

Возможности:

1. Отображение вызовов

Отображает группу трехзначных чисел, можно таким образом отображать номер палаты и номер койки. Пульт может принять до 300 звонков, цифровые значения могут быть от 001-01 --- 999-01, буквенные от A01-01 A09-01 --- и т.д. (ABCDEFHPLJL). При этом на дисплее отображается обозначения 1 типа. Также во время вызова подсвечиваются кармашки, соответствующие номеру вызывающей палаты.

2. Дистанционное управление

Ручной пульт дистанционного управления может быть использован для удаления номера.

3. Звуковое оповещение

Каждый вызов сопровождается мелодией. Длительность звукового оповещения может регулироваться по требованию заказчика. Для оповещения о вызове медсестры в нашем табло предусмотрено 12 различных мелодий.

4. Длительность отображения номера вызова
Длительность отображения номера вызова можно установить произвольно. Также можно настроить автоматическое удаление вызова по завершении времени отображения или удалять вызовы вручную.

5. Выбор длительности звукового оповещения
Каждый вызов сопровождается одной из 12 мелодий. При этом длительность звукового оповещения можно настроить.

6. Отображение времени и даты

Можно настроить отображение времени и даты на дисплее пульта.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность приемника -114dbm

Функции: Прием вызовов

Цвет Серебристый

Размер (мм) 650x550x60

Беспроводная система Да

Производитель ibells, Доступная среда

Тип питания AC220 / 50HZ-12В / 4А

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

Инструкция по настройке пульта медсестры iBells 8800

Настройка календаря

1) В режиме ожидания, нажмите клавишу [FUN], пока цифры не начнут мигать.

2) Нажмите клавишу [MOVE], чтобы выбрать дату.

3) Нажмите клавишу [UP] или [DOWN], чтобы выбрать нужную дату.

4) Для завершения настройки нажмите кнопку [FUN] в режиме ожидания.

Регистрация вызывающих устройств

1) в режиме ожидания, нажмите клавишу [FUN] и удерживайте 3 секунды пока [F1] не появится на экране.

2) Нажмите клавишу [ENT], [001 ---] появляется (первый номер), нажмите клавишу [UP], [DOWN], чтобы выбрать другой номер (доступно 300 вариантов номеров в одном регистре).

Следующие номера должны быть зарегистрированы в виде [002 ---] после регистрации [001 ---] и так далее.

3) Нажмите [ENT] снова, и появится [001-01]. Нажмите клавишу [UP], [[MOVE]] или [DOWN], чтобы выбрать регистрационный номер.

4) Нажмите кнопку вызова, чтобы зарегистрироваться, номер замигает на экране, зазвучит мелодия

5) Нажмите кнопку [ESC], чтобы на дисплее появилась [F1].

6) Далее нажмите клавишу [ESC], чтобы снова вернуться в режим ожидания.

Регистрация закончена.

7) Повторите шаг 2) ~ шаг 4), чтобы зарегистрировать все кнопки вызова, а затем нажмите клавишу [ESC] дважды в режиме ожидания.

Регистрация всех кнопок завершена.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7.3 Дата продажи «__» _____2018г.

8. ПОСТАВЩИК

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Телефоны: 88002001380, 84993807050

Email: zakaz@d-strana.ru

ИНН: 9715334449

Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / помещение 2

Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, д.14, стр. 3