

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Тренажер механический для верхней и нижней части тела DS1, арт. MO5297

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Тренажер механический для верхней и нижней части тела DS1.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Тренажер механический для верхней и нижней части тела DS1 предназначен для тренировки рук и ног пациентов в период реабилитации или инвалидов.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Тренажер механический для верхней и нижней части тела DS1 представляет собой простой механический велотренажер, предназначенный для тренировки рук и ног пациентов в период реабилитации или инвалидов. Он позволяет поддерживать физическую форму, тренируя ослабленные мышцы и улучшая кровообращение в конечностях. Устройство оснащено регулировкой прилагаемого усилия на педали и возможностью регулировки по высоте. Позволяет тренироваться ежедневно в том объеме, который требуется для поддержания формы. Тренирует ослабленные мышцы, улучшает кровообращение в конечностях. Тренажер позволяет одновременно тренировать руки и ноги.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Позволяет тренировать одновременно ноги и руки;
Регулируется по высоте от 720 до 950 мм;
Педали вращаются в двух направлениях;
Размеры: Ширина - 400мм, Длина - 420мм, Высота - 720-950мм;
Радиус вращения - 95 (85 верх) мм;
Максимальная нагрузка - 100кг;
Вес - 3,6кг;
Страна производства - Российская Федерация.



5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом занятий убедитесь, что тренажер установлен на ровной поверхности и надежно закреплен. Проверьте надежность крепления всех элементов и отсутствие повреждений.

1. РЕГУЛИРОВКА ТРЕНАЖЕРА

- 1.1 Установите высоту сиденья таким образом, чтобы колени были слегка согнуты, а стопы свободно стояли на педалях.
- 1.2 Настройте уровень сопротивления педалей в зависимости от вашей физической подготовки и рекомендаций врача.

2. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 2.1 Примите удобное положение сидя на сиденье тренажера.
- 2.2 Поставьте стопы на педали и возьмитесь руками за рукоятки.
- 2.3 Начните медленно вращать педали вперед и назад, постепенно увеличивая скорость вращения.
- 2.4 Следите за дыханием и поддерживайте равномерный темп движений.
- 2.5 Продолжительность занятия зависит от вашего физического состояния и рекомендаций специалиста.

3. УХОД ЗА ТРЕНАЖЕРОМ

- 3.1 После каждого использования протирайте поверхность тренажера мягкой тканью, смоченной водой.
- 3.2 Периодически проверяйте состояние крепежных элементов и заменяйте изношенные детали.
- 3.3 Храните тренажер в сухом месте, защищенном от попадания влаги и пыли.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Использование тренажера противопоказано при наличии острых воспалительных процессов, травм опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний в стадии обострения и других медицинских противопоказаний.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК:

Компания «Доступная страна»
Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>
Email: zakaz@d-strana.ru
Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23
Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201
ИНН: 7735527011
Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3
Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 2