

ПАСПОРТ

Брусья реабилитационные с регулировкой высоты и ширины, арт. ГР32546



Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование представляет собой готовую к установке конструкцию, состоящую из двух параллельных поручней на вертикальных стойках. Все необходимые для сборки и эксплуатации металлические элементы, включая профильные трубы, прутки и листовую металл, входят в комплект поставки.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для проведения реабилитационных и тренировочных занятий. Основное назначение — оказание опоры и поддержки пользователю при выполнении упражнений, направленных на восстановление и развитие функций опорно-двигательного аппарата, улучшение координации движений, а также увеличение силы и выносливости мышц верхнего плечевого пояса, спины и ног. Оборудование устанавливается на пол и используется в медицинских и реабилитационных центрах, спортивных залах, санаториях и иных учреждениях.

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Конструкция представляет собой напольные реабилитационные брусья, оснащенные механизмами регулировки как по высоте расположения поручней, так и по ширине между ними. Это позволяет точно настраивать оборудование под антропометрические данные конкретного пользователя и требования выполняемого упражнения. Основная работа пользователя заключается в выполнении отталкиваний, частичной или полной поддержке веса тела на руках, ходьбы внутри брусьев с опорой на поручни, что способствует разработке суставов и укреплению мышечного корсета.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы: Профильная труба 50x50 мм. Профильная труба 40x40 мм. Труба диаметр 48 мм. Труба диаметр 42 мм. Труба диаметром 60 мм. (Толстостенная) Пруток диаметром 60 мм. Пруток диаметром 30 мм. Лист 8 мм. Лист 5 мм.

ГАБАРИТЫ

Габаритные размеры ДхШхВ: МАХ-3560x1390x1300 мм MIN-3000x1390x770 мм.

Длина поручней: 3000 мм.

Расстояние между поручнями: 470-1020 мм.

Масса: 95 кг.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Брусья собираются из комплектных деталей на месте эксплуатации. Готовая конструкция устанавливается на ровное, твердое и устойчивое напольное покрытие. Перед началом занятия необходимо, с помощью предусмотренных механизмов, выставить комфортную и безопасную высоту поручней и ширину между ними в соответствии с ростом, шириной плеч и реабилитационными задачами пользователя.

Использование заключается в выполнении упражнений под контролем специалиста (инструктора ЛФК, реабилитолога) с соблюдением техники безопасности.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

7. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: zakaz@dstrana.ru

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 127081, Москва г, Ясный проезд, дом 14, кв. 194

Фактический адрес: 127015, Москва г, проезд Бумажный, д. 14, стр. 3, этаж 4