

## Новинка в ассортименте компании «Доступная страна»

### АПК «Импульс»

Аппаратно-программный комплекс для психологической реабилитации и коррекции ПТСР военнослужащих

Артикул : 5637



Комплекс представляет собой аппаратную реализацию всемирно известного и признанного метода ДПДГ (EMDR) и предназначен для проведения сеансов психокоррекции в рамках краткосрочной терапии



# О компании «Доступная страна»



«Доступная страна» – одна из ведущих российских компаний в области создания доступной среды, организации реабилитации и оснащения учреждений инклюзивного образования.

Мы производим и поставляем оборудование для людей с инвалидностью и создаем для них комфортные и правильные с точки зрения норм общественные и жилые пространства.

## Направления деятельности:

- Производство и поставка в государственные и коммерческие организации оборудования для людей с инвалидностью по программе "Доступная среда", а также оборудования для инклюзивного образования и детей с ОВЗ;
- Производство и продажа реабилитационного оборудования;
- Оснащение тренировочных квартир и квартир для сопровождаемого проживания;
- Готовые решения для адаптации жилых квартир, а также территорий жилых комплексов;
- Оборудование и решения для реабилитации участников СВО;
- Оборудование и готовые решения для проектов «Модельные библиотеки», «Современная школа» и другим;
- Услуги: проектирование доступной среды, монтаж оборудования, обучение сотрудников правильному использованию.



БОЛЕЕ **10** ЛЕТ РАБОТЫ



БОЛЕЕ **11700** ОСНАЩЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



БОЛЕЕ **5000** ТОВАРОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ



**70** СОТРУДНИКОВ



**89** РЕГИОНОВ РФ - ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК



БОЛЕЕ **1000** ЭКСПЕРТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В МЕСЯЦ ПО ВОПРОСАМ ПРАВИЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

*Наша миссия - сделать так, чтобы как можно больше учреждений было правильно адаптировано, чтобы люди с инвалидностью могли с комфортом пользоваться услугами данных организаций.*

[dostupnaya-strana.ru](http://dostupnaya-strana.ru)

[zakaz@dstrana.ru](mailto:zakaz@dstrana.ru)

8 800 200 13 80 - бесплатные звонки по РФ

# Психологическая адаптация – это важно!



Для многих государственных учреждений в настоящее время **актуален вопрос организации качественной адаптации** для участников СВО.

Особое внимание здесь стоит уделить именно **социально-психологической** адаптации, ведь люди, **пережившие предельные для себя психические нагрузки**, самостоятельно восстановиться чаще всего не могут.

Другие программы адаптации - бытовой, социальной, учебной, профессиональной направленности - будут мало эффективны, если человек замкнут, зациклен на проблемах, испытывает стресс, тревожность или панические атаки. **Преодолеть эти трудности помогут сеансы психокоррекции.**

**АПК «Импульс» - готовое решение для организации психологической адаптации**



1. Медицинская реабилитация



2. Социально-психологическая адаптация



3. Другие виды адаптации

# Даже сложные проблемы решаются легко!



## АПК «Импульс»

Программно-аппаратный комплекс для психологической реабилитации и коррекции ПТСР военнослужащих.

### Показания к применению:

- Посттравматический синдром (ПТСР);
- Выраженные переживания горя, утраты и другие кризисные состояния;
- Панические атаки;
- Тревога, фобии, депрессии (не клинической формы);
- Невротические и психосоматические расстройства, если в анамнезе психотравма;
- Хронические соматические заболевания и связанные с ними психотравмы;
- Иррациональные установки и стереотипные негативные мысли;
- Обсессивно-компульсивные расстройства;
- Психогенные сексуальные дисфункции;
- Низкая эффективность деятельности;
- Низкая самооценка, неуверенность в себе.

АПК «Импульс» способен эффективно перерабатывать психотравмирующую информацию любого рода.

# АПК «Импульс»: принципы работы



АПК «Импульс» – это аппаратная реализация всемирно известного и признанного метода ДПДГ (десенсибилизация и переработка движением глаз, англ. EMDR). Этот метод психотерапии был разработан Френсин Шапиро для лечения посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), вызванных переживанием стрессовых событий, таких как участие в военных действиях.

АПК «Импульс» активизирует сенсорные каналы человека **в момент его сосредоточенности на негативном стимуле**. Такой прием **существенно ослабляет чувствительность к стимулу** и позволяет формировать **новые нейронные связи** с помощью технологии условного рефлекса.

Ф.Шапиро задействовала один сенсорный канал – зрительный. АПК «Импульс» задействует три сенсорных канала – зрительный, слуховой и тактильный. Это действительно **более сильная и эффективная реализация метода ДПДГ**.

Степень воздействия стимулов гибко регулируется. Цвет, яркость, скорость движения света, характер и интенсивность звука и вибрации – все это подбирается так, чтобы человеку было максимально комфортно.

АПК «Импульс» **позволяет психологу использовать БОС** (биологическую обратную связь). Комплекс отображает электрокожное сопротивление в виде графиков тонической и фазической реакции. По графикам **легко отслеживается** уровень релаксации, уровень активации человека, а также степень его эмоциональной реакции на воздействие стимулов.

# АПК «Импульс»: комплектация



**В комплект поставки АПК «Импульс» входит следующее оборудование:**

1. Модуль управления с подключением по Bluetooth;
2. Датчик электрокожного сопротивления с крепежом для фиксации на двух пальцах;
3. USB-кабель для зарядки устройства;
4. Светодиодная линейка;
5. Универсальный крепеж для светодиодной линейки к ноутбуку или штативу;
6. Наушники;
7. Вибрационные стимуляторы – 2 шт;
8. Специальное программное обеспечение для Windows для отображения электрокожного сопротивления в виде графиков тонической и фазической реакции, для управления параметрами подачи сенсорных стимулов и для проведения автоматизированных сеансов психокоррекции. Стартовый набор включает в себя подписку на 1340 запусков программного обеспечения

**В комплекте полный цикл обучения сотрудников:**

- все необходимые видеоматериалы;
- очное онлайн – сопровождение.

# АПК «Импульс»: порядок работы



**Этап 1:** Свободная беседа с клиентом, в которой выясняются основные триггерные фразы, события, действия, влекущие негативные эмоции и мысли, а так же факторы, которые помогают человеку чувствовать ресурсное состояние.

---

**Этап 2:** Клиент вводится в состояние релаксации с помощью приятных для него сенсорных стимулов – с комфортным режимом цвета, света и скорости работает световой «маятник»; в наушниках с эффектом перетекания звучит специально подобранное сопровождение; вибростимуляторы, находящиеся в руках, активизируют тактильный канал восприятия.

---

**Этап 3:** Клиенту показывают его триггерные фразы, имеющие негативный контекст. Одновременно продолжается воздействие на его сенсорные каналы. Реакция клиента отслеживается по графикам электрокожного сопротивления. Сначала наблюдается активация, но через несколько минут чувствительность к негативным стимулам снижается - наступает эффект сенсбилизации. На этом этапе в головном мозге клиента будут активны два нервных центра - патологический центр проблемы и нейтральный нервный центр, который следит за движущейся лампочкой. Между этими центрами формируются нейронные связи.

---

**Этап 4:** Клиенту показывают позитивные фразы, которые помогают входить в ресурсное состояние. Воздействие на сенсорные каналы продолжается. На этом этапе активны нервный центр ресурсного состояния и нейтральный центр, следящий за лампочкой. Между ними также образуются связи. Так через нейтральный центр формируется связь между патологическим и ресурсным нервными центрами.

---

**Этап 5:** Завершающая беседа с клиентом, в которой оценивается его состояние и полученные результаты.

**Новые нейронные связи при столкновении с негативными триггерами  
будут активизировать ресурсное состояние и давать  
импульс для решения возникших проблем**

[dostupnaya-strana.ru](http://dostupnaya-strana.ru)

[zakaz@dstrana.ru](mailto:zakaz@dstrana.ru)

8 800 200 13 80 - бесплатные звонки по РФ



## 1. Для физических лиц:

- Психологи;
- Психотерапевты;
- Врачи психиатры;
- Психофизиологи;
- Специалисты по психокоррекции;
- Специалисты в области реабилитации;
- Коучи;
- Психологи силовых структур.



## 2. Для юридических лиц:

- Психологические центры;
- Медицинские центры;
- Центры социального обслуживания населения;
- Клиники и больницы;
- Коррекционные учреждения;
- Реабилитационные учреждения;
- Санатории и профилактории;
- Силовые ведомства и министерства;
- Спортивные учреждения .

# АПК «Импульс» - легко работать психологу!



**Всю основную часть работы делает программа** – она подает стимулы в специально подобранных режимах – осознаваемом и неосознаваемом, а также создает определенные временные задержки для того, чтобы **между стимулами сформировались функциональные ассоциативные связи.**

Психологу остается только определить **важные для данного конкретного человека** основные негативные и позитивные стимулы. И в этом ему также помогает программа.


Отслеживая по графикам **уровень релаксации, уровень активации человека, а также степень его эмоциональной реакции** на определенные фразы – негативные и позитивные психологу **очень просто выявить** именно те фразы, которые вызывают у человека максимальный отклик на текущий момент.

Эти фразы психолог просто вводит в программу и использует их в качестве стимулов.



**Психологи любой квалификации осваивают работу с программой не более чем за 1 рабочий день.**

# АПК «Импульс» - легко и безопасно для клиента!



Очень **многим** людям, особенно сильным, и особенно прошедшим через тяжелые испытания, **трудно выразить свои проблемы** незнакомому человеку, даже психологу.

Часто люди даже **не осознают степень и глубину своих проблем**. Поэтому многочасовые сеансы консультирования с подробным вспоминанием, пересказом, повторным проживанием и анализом травмирующих ситуаций – это не та услуга, которую они жаждут получить.

А вот **обозначить в нескольких фразах, в общих чертах свою проблему и/или свое самочувствие способен каждый**.

Точность попадания фразы в разряд эффективных стимулов здесь определяется экспериментально с помощью приборов и **не зависит от чье-либо субъективного мнения**. Результат терапии не зависит ни от субъективных ощущений клиента, ни от гипотез психолога.

АПК «Импульс» обеспечивает **быстрый, безопасный и очень комфортный для клиента доступ к изолированно** хранящемуся травматическому материалу в нейронных связях головного мозга. Этот материал подвергается ускоренной переработке и в ходе сеанса **устраняется физиологическая основа проблемы**.

**Уже после одного сеанса человек вспоминает травматические события более нейтрально, без интенсивных эмоций.**

# Легко и удобно для государственных учреждений!



Если перед Вашим учреждением стоит задача качественно **организовать социально-психологическую адаптацию** в том числе участникам СВО, АПК «Импульс» – это то, что Вам нужно!

- АПК «Импульс» легко запустить в работу – его нужно просто подключить.
- Система достаточно мобильна – можно работать с ПК или ноутбуком.
- Коррекционное воздействие на клиента полностью автоматизировано, поэтому отсутствие в штате узкоспециализированных специалистов теперь не проблема!
- Система позволяет работать не только в режиме психокоррекции. Ваши психологи могут использовать возможности БОС в своей обычной работе независимо от направления основной деятельности.
- Для обучения персонала достаточно 1 рабочего дня.
- Поддержка и онлайн-сопровождение осуществляется на протяжении всего срока сотрудничества.

**АПК «Импульс»**



**Свяжитесь с нами, и мы поможем решить Ваши задачи по адаптации максимально эффективно!**

[dostupnaya-strana.ru](http://dostupnaya-strana.ru)

[zakaz@dstrana.ru](mailto:zakaz@dstrana.ru)

8 800 200 13 80 - бесплатные звонки по РФ



## *Уважаемые партнеры!*

*Мы - компания «Доступная страна». Мы специализируемся на оснащении государственных учреждений оборудованием для людей с инвалидностью и являемся производителем и ведущим B2G поставщиком. У нас за плечами более 10 лет опыта и более 11 700 адаптированных учреждений по всей РФ.*

*С 2013 года мы адаптируем здания и пространства по программе «Доступная среда» для слабовидящих, слабослышащих, людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Также мы оснащаем учреждения инклюзивного образования оборудованием для детей с ОВЗ.*


*Одним из важнейших направлений нашей деятельности являются **комплексные программы по реабилитации и абилитации**. Мы оснащаем государственные учреждения согласно [Приказу Минтруда России №275 от 23 апреля 2018 г.](#) – поставляем и выполняем монтаж реабилитационного оборудования для жилых модулей «Кухня», «Спальня» и «Санитарная комната». Также мы комплектуем Пункты проката технических средств реабилитации, поставляем оборудование для Школ ухода в рамках программы «Старшее поколение», оснащаем квартиры сопровождаемого проживания.*

*Мы следим за изменениями действующих в отрасли норм и регулярно анализируем потребности учреждений. Мы готовы делиться с Вами лучшими практиками и сделаем всё от нас зависящее, чтобы помочь Вам в решении Ваших задач.*

*С уважением, Надежда Чередниченко, генеральный директор  
компании Доступная страна (ООО Клевер)*

# Предлагаем комфортные условия сотрудничества

- С государственными учреждениями мы работаем без предоплаты;
- Работаем и по договорам напрямую, и через 44 / 223 ФЗ;
- Участвуем в аукционах на всех площадках;
- Помогаем на всех этапах, с момента подбора оборудования до поставки и монтажа;
- Бесплатно готовим технические задания;
- Составляем необходимое количество коммерческих предложений;
- Поставляем заказы в любую точку страны.





# Нам можно доверять

Компания «Доступная страна» - обладатель статуса «Национальный знак качества», статуса Социального предприятия и статуса Лучшего предприятия отрасли по итогам 2022 года.

Мы дорожим своей репутацией, и нам можно доверять!



