

Муляж артикуляционного аппарата

Муляж рта приятный на ощупь, легкий, компактный. Он сделает занятия по коррекции звукопроизношения доступными даже для самых маленьких пациентов. Муляж рта предоставляет возможность продемонстрировать степень раскрытия рта, положение языка внутри полости рта во время артикуляции различных групп звуков. В отличие от аналогов, на муляже хорошо видны зубы и детали верхнего и нижнего неба. Ребенок может сам манипулировать этим муляжом. Его размеры позволяют ребенку вставить пальчики в кармашки и имитировать движения челюстями и языком.

Техническое задание:

- Муляж повторяет артикуляционный аппарат человека и приводится в действие надеванием на кисть руки: наличие
- Длина муляжа: не менее 112 мм
- Ширина муляжа: не более 72 мм
- Высота муляжа: не более 42 мм
- Ширина языка: не менее 31 мм
- Толщина языка: не более 14 мм
- Толщина соединительной стенки челюстей: не менее 2,5 мм
- Количество зубов: не менее 28 шт
- Имитация срединной борозды: наличие
- Имитация нитевидных сосочков: наличие
- Материал изготовления муляжа: латекс
-

Технические характеристики:

- Муляж повторяет артикуляционный аппарат человека и приводится в действие надеванием на кисть руки
- Длина муляжа: 115 мм
- Ширина муляжа: 70 мм
- Высота муляжа: 40 мм
- Ширина языка: 32 мм
- Толщина языка: 14 мм
- Толщина соединительной стенки челюстей: 2,5 мм
- Количество зубов: 28 шт
- Имитация срединной борозды
- Имитация нитевидных сосочков
- Материал изготовления муляжа: латекс